

Fotografie z mikroskopu



- propojení mikroskopu s fotoaparátem a počítačem
- kvalitní fotografie
- jednoduché ovládání přímo z počítače
- live obraz na monitoru
- kompatibilita s mikroskopy Olympus, Zeiss, Nikon a Leica
- fotoaparát lze objednat i s objektivy

Cena setu: 23 178 Kč +DPH

*Set zahrnuje: Fotoaparát, redukce fotoaparát – mikroskop, kabel pro připojení k PC, síťový adaptér k fotoaparátu, paměťovou kartu, software pro ovládání fotoaparátu pomocí PC



EOS 600D

EFEKTIVNÍ PIXELY/ROZLIŠENÍ	Přibl. 18 MP pro výtisky až do formátu A2
VELIKOST SNÍMAČE	Snímač CMOS Canon velikosti APS-C
KONTINUÁLNÍ SNÍMÁNÍ (AŽ PŘIBL.)	3,7 sn./s
PROCESOR	14bitový procesor DIGIC 4
CITLIVOST ISO	100-6400 + H (12 800)
SYSTÉM AUT. ZAOŠTŘOVÁNÍ	9bodový, uprostřed křížový f/5,6, výjimečná citlivost při f/2,8
TYP PANELU LCD	Panel LCD Clear View s vysokým rozlišením, variabilním úhlem natočení, úhlopříčkou 7,7 cm (3,0") a poměrem stran 3:2
FILMY EOS	1080p, 720p a 640 x 480 s manuálním ovládáním a volitelnou snímkovou frekvencí, ovládáním úrovně hlasitosti, digitálním zoomem pro filmy a funkcí videomomentky
PAMĚŤOVÉ KARTY	Paměťové karty SD/SDHC/SDXC
PODPORA WIFI	Ano - karty Eye-Fi
HMOTNOST (POUZE TĚLO)	Přibl. 570 g (podle zkušebních standardů asociace CIPA)



Kontakt:



OPTICAL SERVICE s.r.o.

Tel./fax: 283 881 806, Fax: 286 582 026, Mobil: 602 26 18 14, E-mail: m.pazdera@opticalservice.cz
 Zaječická 843, 184 00 Praha 8
 IČ: 26138158, DIČ: CZ26138158